


Instruction manual & warranty for AIR BUBBLE Electric Cupping Massager

Gebrauchsanleitung und Garantie für AIR BUBBLE Elektrisches Schröpfmassagegerät

Instrukcja obsługi i gwarancja AIR BUBBLE elektryczna bańka do masażu

 **HABYS**®



CE RoHS

HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL

www.habys.com

I. Specifications.

- **Product name:** AirBubble Electric Cupping Massager
- **Colour:** White
- **Voltage:** 3.7 V
- **Power:** 5 W
- **Heating levels:**
 - Low: 38 °C ± 3 °C (100.4 °F ± 5.4 °F)
 - Medium: 41 °C ± 3 °C (105.8 °F ± 5.4 °F)
 - High: 44 °C ± 3 °C (111.2 °F ± 5.4 °F)
- **Display:** LED
- **Intensity:** 5 levels
- **Noise level:** < 65 dB
- **Battery capacity:** 2200 mAh

II. Package Contents.

- 1 × AirBubble – Electric Cupping Massager
- 1 × USB-C cable
- 10 × Filter inserts
- 5 × Filter chambers
- 1 × User Manual and Warranty Terms


III. Features and Applications.

AirBubble – Electric Cupping Massager is a modern vacuum massage tool that combines traditional therapy techniques with innovative functions supporting relaxation, recovery, and body care. Thanks to its compact design, intuitive operation, and quiet performance, it is ideal for use in physiotherapy and beauty salons as well as at home.

Key features of the device:

- Vacuum massage with adjustable suction – supports lymphatic drainage, improves microcirculation, and facilitates toxin removal Heat therapy – three heating levels (38°C, 41°C, 44°C ±3°C) help relax muscles and promote recovery
- Red light therapy (infrared) – stimulates skin cells, enhances elasticity and firmness
- Magnetotherapy (8 magnetic points) – provides anti-inflammatory effects, improves circulation, and relieves tension
- Smart LED display – allows control of suction level, temperature, and functions
- Quiet operation (<65 dB) – ensures comfortable use in any environment
- Ergonomic design – lightweight, handy, and easy to use

IV. Device Description.



V. Intended Use.

- Relaxation and recovery massage
- Reduction of muscle tension and fatigue
- Improved blood and lymph circulation
- Support for anti-cellulite care and body shaping
- Complement to cosmetic and physiotherapy treatments

VI. Safety Conditions for Use.








- Report any damaged cable or plug to the service center — do not attempt repairs yourself.
- Do not use the device while it is charging.
- Always disconnect the device from the power source before cleaning.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Do not pour liquids on the device — it is not waterproof.
- Avoid using the device in high-temperature or high-humidity environments (e.g., sauna, bathroom).
- Individuals with varicose veins, hypoglycemia, or hypertension should consult a physician before use.
- Do not use the product during menstruation or pregnancy.
- Wait 30–45 minutes after eating before using the device.
- After massage, wait at least 3 hours before bathing.
- Do not use the device daily — breaks between treatments are recommended.
- This product is not a medicine or medical device.

VII. Recommendations Before Using the Device.

- If you experience pain, discomfort, or skin irritation, stop the treatment and consult a specialist.
- Do not use the device on the chest, face, or neck.

- Avoid massaging the same area repeatedly — this may cause irritation or bruising.
- Perform the massage in one direction, following the flow of muscles or the lymphatic system.
- Remove all jewelry and other metal items before the session.
- Before use, apply a suitable oil to lightly moisturize the skin and ensure smooth gliding during the massage. If you have sensitive skin, perform an allergy test beforehand, e.g. on the wrist.

VIII. How to Use the Electric Cupping Device.

- **Turning on the device:** Press and hold the power button  until the red lights turn on — this indicates the device is ready for use.
- **Turning off the device:** Press and hold the power button  to switch off the device.
- **Adjusting pressure level:** A short press of the pressure button  changes the pressure level (1, 2, 3, 4, 5, 0 — in sequence). The pressure icon will flash, and a sound signal will confirm the change. A long press of the button  disables the pressure function.
- **Adjusting heating temperature:** A short press of the heating button  changes the heating level (1, 2, 3, 0 — in sequence). The heating icon will flash, and the change will be confirmed by a sound signal. A long press of the button  disables the heating function.
- **Red light function:** A short press of the red light button  turns the red light on or off.
- **Operating modes:**
 - Default mode: Red lights are illuminated.
 - Pressure mode: Levels 1–5.
 - Heating mode: Levels 1–3.
- **Heating temperature range:**
 - Low: 38°C ±3°C
 - Medium: 41°C ±3°C
 - High: 44°C ±3°C

IX. Electric Cupping Massage – Preparation and Techniques.

Before the massage, prepare the skin to ensure comfort and effectiveness. Apply an appropriate amount of massage oil to clean, dry skin. The oil facilitates smooth movement of the cup, protects against irritation, and enhances the vacuum effect. Always perform the massage in one direction — preferably upward, following the natural flow of muscles or the lymphatic system. Start with the lowest pressure level to allow the skin to gradually adapt and to assess its response.

Massage techniques for specific body areas:

- **Back:** Move upward, following the muscle lines.
- **Soles of the feet:** Massage from heel to toes with smooth, consistent strokes.
- **Abdomen:** Use circular motions in a clockwise direction or move upward.
- **Arms:** Massage from hands toward shoulders.
- **Legs, thighs, buttocks:** Begin at the feet or calves and move upward through the thighs to the buttocks and hips, following the muscle and lymphatic pathways.

X. Recommendations After Electric Cupping Massage.

- Avoid bathing, showering, or using a sauna for at least 3 hours — the skin needs time to regenerate.
- Clean the skin to remove any remaining oil and allow it to breathe freely.
- Drink a glass of water to support detoxification and recovery.
- Monitor your skin — if excessive redness, swelling, or pain occurs, discontinue use and consult a specialist.
- Do not perform the massage daily — the recommended frequency is 3–4 times per week.
- Keep the device in a dry place, clean the filter regularly, and never use the cup while charging.

XI. Charging the Device.

- The product is equipped with a lithium battery. When the display shows a low battery level, connect the device to a power source.
- Use a DC5V/1A adapter (not included) or a computer USB port.
- Connect the USB cable as follows:
 - Plug the USB end into the adapter or computer
 - Plug the USB-C end into the device
- The LED screen will display the charging status.
- The device must not be used while charging.
- When fully charged, the green indicator light stays on steadily.

XII. Cleaning and Maintenance.

- Before cleaning, make sure the device is turned off and unplugged from the power source.
- Wipe the casing with a soft, slightly damp cloth. For more stubborn dirt, you may use a disinfectant (max. 75%).
- Avoid any liquid contact with the internal components — this may cause a short circuit.
- The filter insert should be thoroughly rinsed or replaced with a new one, in accordance with the manufacturer's recommendations.

Filter Insert replacement:



1. Unscrew the filter cover to access the chamber where the filter is located.
2. Remove the used filter insert.
3. Insert the new filter element into the chamber.
4. Close the cover and ensure the filter is securely installed.

XIII. Storage.

Store the product in a location inaccessible to children, away from moisture, high temperatures, direct sunlight, and water splashes. If the device will not be used for an extended period, make sure to turn off the power.

XIV. Troubleshooting.

Issue	Possible Cause	Solution
Device does not turn on.	Battery is discharged.	Charge the device.
	Device is currently charging.	Use the device only after full charge.
Battery does not charge.	Plug is not properly connected.	Reconnect the plug.

XV. Battery – Usage and Disposal Guidelines.

The battery in this device is a dedicated rechargeable unit and is not suitable for use in other products.

Safety Guidelines:

- Keep away from fire and sources of high heat (e.g., oven, stove, direct sunlight).
- Do not disassemble or modify the battery.
- Avoid contact between the electrodes and metal objects.
- Do not store the device together with jewelry or other conductive materials.
- Do not charge or use the battery in overheated conditions.

XVI. Disposal.

- Devices marked with the crossed-out wheeled bin symbol must not be disposed of with household waste.
- They should be taken to a designated collection point for waste electrical and electronic equipment, in accordance with environmental protection regulations.

XVII. Legal Information.

- Compliance with EU regulations.
- The device meets the requirements of the following European Union directives:
 - Low Voltage Directive 2014/35/EU – EMC Directive 2014/30/EU
 - RoHS Directive 2011/65/EU
- The product is marked with the CE symbol.

XVIII. Warranty Terms:

1. For the purposes of this document:
 - a) "Manufacturer" refers to HABYS Sp. z o.o. (a limited liability company under Polish law), headquartered in Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, registered in the National Court Register maintained by the District Court in Rzeszów, 12th Commercial Division, under KRS number: 0000513317, with a fully paid share capital of PLN 10,750,000 (ten million seven hundred fifty thousand zlotys), NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) "Purchaser" refers to the end user of the equipment manufactured by the Manufacturer, including both consumers and business entities.
 - c) "Distributor" refers to an entity authorized by the Manufacturer to sell the Equipment within a designated territory.
 - d) "Authorized Service Center" refers exclusively to a service center operated by the Manufacturer or designated by the Manufacturer and operated by its Distributor.
 - e) "Equipment" refers to the movable item manufactured by the Manufacturer, subject to the warranty described herein.
2. **The Manufacturer guarantees the quality and proper functioning of the Equipment covered by this warranty card for a period of 2 years.**
3. Warranty repairs do not include activities specified in the user manual that the Purchaser is responsible for (e.g., assembly, maintenance).
4. Warranty liability covers only defects resulting from causes inherent in the Equipment. It does not cover damage due to improper use, storage, maintenance, or transport, nor discoloration due to sunlight exposure, chemical or abrasive agents, environmental contamination, accidental punctures or abrasions, stains from greasy or coloring substances (e.g., oils, creams), or permanent staining from dyes such as ink, permanent markers, or unstable textile dyes (e.g., blue jeans).
5. The warranty does not cover mechanical damage to the Equipment.
6. The Purchaser loses warranty rights if:

- a) the Equipment was repaired outside the Authorized Service Center during the warranty period,
 - b) any structural modifications were made without prior written consent from the Manufacturer,
 - c) the Equipment was used contrary to its intended purpose,
 - d) the Equipment was used after a structural defect was identified.
7. Regardless of the loss of warranty rights, the Manufacturer is not liable for any damage to property or harm to third parties resulting from use of the Equipment.
8. The warranty does not exclude or limit rights under statutory warranty (rękojmia). Exercising warranty rights suspends the statutory warranty period from the date the Manufacturer is notified of the defect until the Manufacturer refuses to fulfill warranty obligations or the deadline passes without resolution.
9. Warranty coverage is limited to the territory where the Equipment was sold.
10. The Manufacturer will fulfill warranty obligations (repair of defects caused by internal faults) free of charge within 14 days of receiving the Equipment. If repair cannot be completed within this period, the Manufacturer will notify the Purchaser and provide reasons and an estimated completion date.
11. To exercise warranty rights, the Purchaser must meet all of the following conditions:
- a) Provide a VAT invoice, receipt, or other proof of purchase, along with photographic documentation of the defect and a brief description of the claim.
 - b) Report the defect within 14 days of its discovery.
 - c) Deliver the Equipment in its original packaging at the Manufacturer's expense to the address listed in the warranty card or to the Authorized Service Center.
 - d) Indicate the return delivery address within the country of purchase.
12. The warranty period is extended by the duration of the repair, counted from the date the Equipment is delivered to the Manufacturer or Authorized Service Center until it is returned to the Purchaser.

13. The Manufacturer or Authorized Service Center determines the scope and method of repair.
14. The warranty is limited to repair. The Manufacturer reserves the right to replace the Equipment if the cost of repair exceeds the purchase price. The Purchaser is not entitled to demand replacement with a new item. The warranty does not cover losses or damages resulting from inability to use the Equipment.
15. The Manufacturer is not responsible for damage incurred during transport until the Equipment is received from the carrier. 16. If shipment was arranged by the Manufacturer, the Purchaser must inspect the Equipment upon delivery. If damage is found, the Purchaser must:
 - a) Notify the Manufacturer within 3 days of delivery to enable the Manufacturer to file a claim with the carrier.
 - b) Provide a damage report signed by the Purchaser and the carrier.
17. The warranty terms outlined in this document constitute the sole and exclusive warranty conditions for products of HABYS Sp. z o.o. (a limited liability company under Polish law).

I. Spezifikation.

- **Produktname:** AirBubble Elektrisches Schröpfmassagegerät
- **Farbe:** Weiß
- **Spannung:** 3,7 V
- **Leistung:** 5 W
- **Heizstufen:**
 - Niedrig: 38 °C ± 3 °C (100,4 °F ± 5,4 °F)
 - Mittel: 41 °C ± 3 °C (105,8 °F ± 5,4 °F)
 - Hoch: 44 °C ± 3 °C (111,2 °F ± 5,4 °F)
- **Display:** LED
- **Geräuschpegel:** < 65 dB
- **Intensität:** 5 Stufen
- **Akkukapazität:** 2200 mAh

II. Lieferumfang.

- 1 × AirBubble – Elektrisches Schröpfmassagegerät
- 1 × USB-C-Kabel
- 10 × Filtereinsätze
- 5 × Filterkammern
- 1 × Bedienungsanleitung und Garantiebedingungen


III. Merkmale und Anwendung.

AirBubble – Die Elektrisches Schröpfmassagegerät ist ein modernes Gerät für die Vakuummassage, das traditionelle Therapietechniken mit innovativen Funktionen kombiniert, um Entspannung, Regeneration und Körperpflege zu unterstützen. Dank ihrer kompakten Form, intuitiven Bedienung und leisen Arbeitsweise eignet sie sich hervorragend sowohl für physiotherapeutische und kosmetische Praxen als auch für den Heimgebrauch.

Hauptmerkmale des Geräts:

- Vakuummassage mit einstellbarer Saugkraft – unterstützt die Lymphdrainage, verbessert die Mikrozirkulation und erleichtert die Ausscheidung von Toxinen
- Wärmetherapie – drei Heizstufen (38 °C, 41 °C, 44 °C ± 3 °C) fördern die Muskelentspannung und Regeneration
- Rotlichttherapie (Infrarot) – stimuliert Hautzellen, verbessert Elastizität und Festigkeit Magnetfeldtherapie (8 Magnetpunkte) – wirkt entzündungshemmend, fördert die Durchblutung und lindert Verspannungen
- Intelligentes LED-Display – ermöglicht die Steuerung von Saugkraft, Temperatur und Funktionen
- Leiser Betrieb (<65 dB) – komfortable Anwendung in jeder Umgebung
- Ergonomisches Design – leicht, handlich und benutzerfreundlich

IV. Gerätebeschreibung.



V. Anwendungsbereiche.

- Entspannungsmassage und Unterstützung der Regeneration
- Reduktion von Muskelverspannungen und Müdigkeitsgefühl
- Förderung der Durchblutung und des Lymphflusses
- Unterstützung bei der Anti-Cellulite-Pflege und Körperformung
- Ergänzung kosmetischer und physiotherapeutischer Behandlungen

VI. Sicherheitsbedingungen für die Anwendung.

- Beschädigtes Kabel oder Stecker dem Kundendienst melden – nicht selbst reparieren.
- Das Gerät nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Vor der Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile verwenden.
- Das Gerät nicht mit Flüssigkeiten übergießen – es ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie die Verwendung in Bereichen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Sauna, Badezimmer).
- Personen mit Krampfadern, Hypoglykämie oder Bluthochdruck sollten vorher einen Arzt konsultieren.
- Während der Menstruation oder Schwangerschaft nicht anwenden.
- Nach dem Essen 30–45 Minuten warten.
- Nach der Massage mindestens 3 Stunden bis zum Baden warten.
- Nicht täglich verwenden – Pausen zwischen den Anwendungen sind empfohlen.
- Das Produkt ist kein Arzneimittel und kein medizinisches Gerät.








VII. Empfehlungen vor der Anwendung der elektrischen Schröpfkugel.

- Bei Schmerzen, Unwohlsein oder Hautreizungen die Anwendung abbrechen

und einen Spezialisten konsultieren.

- Das Gerät nicht auf Brust, Gesicht oder Hals anwenden.
- Nicht mehrmals dieselbe Stelle massieren – dies kann Reizungen oder Blutergüsse verursachen.
- Die Massage in eine Richtung durchführen, entsprechend dem Verlauf der Muskeln oder des Lymphsystems.
- Vor der Anwendung Schmuck und andere Metallgegenstände ablegen.
- Tragen Sie vor der Anwendung ein geeignetes Öl auf, das die Haut leicht befeuchtet und ein sanftes Gleiten während der Massage ermöglicht. Bei empfindlicher Haut führen Sie vorher einen Allergietest durch, z. B. am Handgelenk.

VIII. Anwendung der elektrischen Schröpfkugel.

- **Einschalten des Geräts:** Drücken und halten Sie die Taste , bis die roten Lichter aufleuchten – dies zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- **Ausschalten des Geräts:** Drücken und halten Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.
- **Einstellung der Druckstufe:** Kurzes Drücken der Taste  ändert die Druckstufe (1, 2, 3, 4, 5, 0 – in dieser Reihenfolge). Das Drucksymbol blinkt, und die Änderung wird durch ein Tonsignal bestätigt. Langes Drücken der Taste  deaktiviert die Funktion.
- **Einstellung der Heiztemperatur:** Kurzes Drücken der Taste  ändert die Heizstufe (1, 2, 3, 0 – in dieser Reihenfolge). Das Heizungssymbol blinkt, und die Änderung wird durch ein Tonsignal bestätigt. Langes Drücken der Taste  deaktiviert die Heizfunktion.
- **Rotes Licht:** Kurzes Drücken der Taste  schaltet das rote Licht ein oder aus.
- **Betriebsmodi:**
 - Standardmodus: rote Lichter leuchten
 - Druckmodus: Stufen 1–5
 - Heizmodus: Stufen 1–3

- **Temperaturbereiche der Heizung:**
 - Niedrig: 38 °C ±3 °C
 - Mittel: 41 °C ±3 °C
 - Hoch: 44 °C ±3 °C

IX. Elektrische Schröpfmassage – Vorbereitung und Technik.

Vor der Massage sollte die Haut vorbereitet werden, um Komfort und Wirksamkeit zu gewährleisten. Tragen Sie eine angemessene Menge Massageöl auf saubere, trockene Haut auf. Das Öl erleichtert die gleichmäßige Bewegung der Schröpfkugel, schützt vor Hautreizungen und verstärkt den Vakuumeffekt.

Führen Sie die Massage immer in eine Richtung aus – vorzugsweise nach oben, entlang des natürlichen Verlaufs der Muskeln oder des Lymphsystems. Beginnen Sie mit der niedrigsten Druckstufe, damit sich die Haut allmählich anpassen kann und Sie ihre Reaktion beobachten können.

Massagetechniken für bestimmte Körperbereiche:

- Massieren Sie den Rücken nach oben, entlang der Muskelstränge.
- **Fußsohlen:** Vom Absatz zu den Zehen mit gleichmäßigen, fließenden Bewegungen massieren.
- **Bauch:** Kreisende Bewegungen im Uhrzeigersinn oder nach oben ausführen.
- **Arme:** Von den Händen in Richtung Schultern massieren.
- **Beine, Oberschenkel, Gesäß:** Beginnen Sie an den Füßen oder Waden und arbeiten Sie sich über die Oberschenkel bis zum Gesäß und den Hüften nach oben – entlang der Muskel- und Lymphbahnen.

X. Empfehlungen nach der elektrischen Schröpfmassage.

- Vermeiden Sie Baden, Duschen und Sauna für mindestens 3 Stunden – die Haut benötigt Zeit zur Regeneration.

- Reinigen Sie die Haut von Ölresten und lassen Sie sie frei atmen.
- Trinken Sie ein Glas Wasser, um die Entgiftung und Erholung zu unterstützen.
- Beobachten Sie Ihre Haut – bei übermäßiger Rötung, Schwellung oder Schmerzen brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Facharzt.
- Führen Sie die Massage nicht täglich durch – empfohlen wird eine Frequenz von 3–4 Mal pro Woche.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, reinigen Sie regelmäßig die Filtereinsatz, und verwenden Sie das Schröpfgerät nicht während des Ladevorgangs

XI. Aufladen des Geräts.


- Das Produkt ist mit einem Lithium-Akku ausgestattet. Wenn das Display einen niedrigen Ladezustand anzeigt, schließen Sie das Gerät zum Laden an.
- Verwenden Sie ein Netzteil mit DC5V/1A (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den USB-Anschluss eines Computers.
- Verbinden Sie das USB-Kabel:
 - USB-Stecker mit Adapter oder Computer
 - USB-C-Stecker mit dem Gerät
- Der Ladezustand wird auf dem LED-Display angezeigt.
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Bei vollständiger Aufladung leuchtet die grüne Kontrollleuchte dauerhaft.

XII. Reinigung und Pflege des Geräts.

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch, um das Gehäuse abzuwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein Desinfektionsmittel (max. 75 %) verwendet werden.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten mit dem Inneren des Geräts – das Eindringen kann einen Kurzschluss verursachen. Der Filtereinsatz sollte gründlich ausgespült oder gemäß den Empfehlungen des Herstellers durch einen neuen ersetzt werden.

Austausch des Filtereinsatzes:



1. Schrauben Sie die Filterabdeckung ab, um Zugang zur Kammer zu erhalten, in der sich der Filter befindet.
2. Entfernen Sie den gebrauchten Filtereinsatz.
3. Setzen Sie den neuen Filtereinsatz in die Kammer ein.
4. Schließen Sie die Abdeckung und stellen Sie sicher, dass der Filter sicher eingesetzt ist.

XIII. Fehlerbehebung.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Akku ist leer.	Gerät aufladen.
	Gerät wird gerade geladen.	Gerät erst nach vollständiger Aufladung verwenden.
Akku lädt nicht.	Stecker ist nicht richtig angeschlossen.	Stecker erneut anschließen.

XIV. Lagerung.

Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist und fern von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und Wasserspritzern liegt. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.

XV. Batterie – Nutzungs- und Entsorgungsrichtlinien.

Die Batterie in diesem Gerät ist eine spezielle wiederaufladbare Einheit und nicht für die Verwendung in anderen Produkten geeignet.

Sicherheitsrichtlinien:

- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten (z. B. Ofen, Herd, direkte Sonneneinstrahlung).
- Die Batterie nicht zerlegen oder verändern.
- Kontakt zwischen den Elektroden und Metallgegenständen vermeiden.
- Gerät nicht zusammen mit Schmuck oder anderen leitfähigen Materialien aufbewahren.
- Die Batterie nicht unter überhitzten Bedingungen laden oder verwenden.

XVI. Entsorgung.

- Geräte mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Sie sind gemäß den Vorschriften zum Umweltschutz einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zuzuführen.

XVII. Rechtliche Hinweise.

- Konformität mit den EU-Vorschriften.
- Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:
 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU – EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 - RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Das Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

XVIII. Garantiebedingungen.

1. Für die Zwecke dieses Dokuments gelten folgende Definitionen:
 - a) „Hersteller“ bezeichnet die Gesellschaft HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach polnischem Recht) mit Sitz in Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, eingetragen im Unternehmerregister des Amtsgerichts Rzeszów, XII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS Nummer: 0000513317, mit einem vollständig eingezahlten Stammkapital in Höhe von 10.750.000 PLN (in Worten: zehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Złoty), USt-IdNr.: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) „Käufer“ bezeichnet den Endabnehmer des vom Hersteller produzierten Geräts, einschließlich Verbraucher und Unternehmer.
 - c) „Vertriebspartner“ bezeichnet eine Partei, die auf Grundlage eines Vertrags mit dem Hersteller den Verkauf des Geräts in einem bestimmten Gebiet durchführt.
 - d) „Autorisierter Service“ bezeichnet ausschließlich den vom Hersteller betriebenen oder durch ihn benannten Service, der vom Vertriebspartner geführt wird.
 - e) „Gerät“ bezeichnet das vom Hersteller produzierte bewegliche Gut, das Gegenstand des Kaufvertrags ist und auf das sich diese Garantie bezieht.
2. **Der Hersteller garantiert die gute Qualität und ordnungsgemäße Funktion**

des Geräts, für das diese Garantiekarte ausgestellt wurde, für einen Zeitraum von 2 Jahren.

3. Die Garantie umfasst keine Tätigkeiten, die in der Bedienungsanleitung vorgesehen sind und vom Käufer selbst auszuführen sind (z. B. Montage, Wartung).
4. Die Garantie gilt ausschließlich für Mängel, die auf Ursachen im Gerät selbst zurückzuführen sind. Sie umfasst insbesondere keine Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Lagerung, Wartung oder Transport entstehen, sowie keine Farbabweichungen zwischen sonnenexponierten und nicht exponierten Teilen, Schäden durch chemische oder abrasive Mittel, Umwelteinflüsse, zufällige Durchstiche oder Abreibungen, Flecken durch fettige oder färbende Substanzen (z. B. Öle, Cremes, Lotionen) oder dauerhafte Verfärbungen durch Farbstoffe wie Tinte, Marker oder instabile Textilfarben (z. B. Jeansstoff).
5. Mechanische Schäden am Gerät sind von der Garantie ausgeschlossen.
6. Der Käufer verliert seine Garantieansprüche bei:
 - a) Reparaturen außerhalb des autorisierten Services,
 - b) eigenmächtigen baulichen Veränderungen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers,
 - c) unsachgemäßer Nutzung, d) weiterer Nutzung nach Auftreten eines Konstruktionsfehlers.
7. Unabhängig vom Verlust der Garantieansprüche übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden an Eigentum oder Dritte, die durch die Nutzung des Geräts entstehen.
8. Die Garantie schränkt gesetzliche Gewährleistungsrechte nicht ein. Die Ausübung von Garantieansprüchen unterbricht die Frist für die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten ab dem Tag der Mängelanzeige. Diese Frist läuft weiter ab dem Tag der Ablehnung der Garantie oder nach erfolglosem Ablauf der Frist zur Mängelbeseitigung.
9. Der räumliche Geltungsbereich der Garantie ist auf das Land beschränkt, in dem das Gerät verkauft wurde.
10. Der Hersteller verpflichtet sich, Mängel oder Schäden, die auf Ursachen im

Gerät zurückzuführen sind und innerhalb der Garantiezeit auftreten, kostenlos innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Geräts an den Hersteller oder autorisierten Service zu beheben. Ist eine Reparatur innerhalb dieser Frist nicht möglich, informiert der Hersteller den Käufer über die Gründe und den voraussichtlichen Fertigstellungstermin.

11. Die Inanspruchnahme der Garantie setzt die gleichzeitige Erfüllung folgender Bedingungen voraus:
 - a) Vorlage einer Rechnung, Quittung oder eines anderen Kaufnachweises sowie Fotodokumentation des defekten Geräts mit kurzer Beschreibung des Mangels,
 - b) Anzeige des Mangels innerhalb von 14 Tagen nach dessen Entdeckung,
 - c) Lieferung des Geräts in Originalverpackung auf Kosten des Herstellers an die oben genannte Adresse oder an den autorisierten Service,
 - d) Angabe des Rücklieferorts innerhalb des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.
12. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparatur – vom Tag der Lieferung bis zur Rückgabe an den Käufer.
13. Der Hersteller oder autorisierte Service bestimmt Art und Umfang der Reparatur.
14. Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur des Geräts. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Gerät durch ein mangelfreies zu ersetzen, wenn die Reparaturkosten den Kaufpreis übersteigen. Ein Anspruch auf Austausch gegen ein neues Gerät besteht nicht. Die Garantie umfasst keine Haftung für Verluste oder Schäden, die dem Käufer durch die Nichtverfügbarkeit des Geräts entstehen.
15. Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Gerät, die während des Transports durch das Transportunternehmen entstehen, bis zur Übergabe an den Hersteller.
16. Wurde der Versand durch den Hersteller veranlasst, ist der Käufer verpflichtet, das Gerät bei Empfang zu prüfen. Bei festgestellten Transportschäden muss der Käufer:
 - a) den Hersteller innerhalb von 3 Tagen nach Empfang informieren,

b) ein Schadensprotokoll vorlegen, das gemeinsam mit dem Transportunternehmen erstellt wurde.

17. Die in diesem Dokument enthaltenen Garantiebedingungen sind die einzigen und ausschließlichen Garantiebedingungen für Produkte der HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DE

I. Specyfikacja.

- **Nazwa produktu:** AirBubble Elektryczna bańka do masażu
- **Kolor:** Biały
- **Napięcie:** 3.7 V
- **Moc:** 5 W
- **Poziomy ogrzewania:**
 - Niskie: $38\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100.4\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 5.4\text{ }^{\circ}\text{F}$)
 - Średnie: $41\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($105.8\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 5.4\text{ }^{\circ}\text{F}$)
 - Wysokie: $44\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($111.2\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 5.4\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- **Ekran:** LED
- **Poziom hałasu:** < 65 dB
- **Intensywność:** 5 poziomów
- **Pojemność baterii:** 2200 mAh

II. Zawartość opakowania.

- 1 × AirBubble – elektryczna bańka do masażu
- 1 × Kabel USB-C
- 10 × Wkładki filtracyjne
- 5 × Komory filtra
- 1 × Instrukcja obsługi i warunki gwarancji


III. Cechy i zastosowanie.

AirBubble Elektryczna bańka do masażu to nowoczesne urządzenie do masażu próżniowego, które łączy tradycyjne techniki terapii z innowacyjnymi funkcjami wspierającymi relaks, regenerację i pielęgnację ciała. Dzięki kompaktowej formie, intuicyjnej obsłudze i cichej pracy, doskonale sprawdza się zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych i kosmetycznych, jak i w warunkach domowych.

Główne cechy urządzenia:

- Masaż próżniowy z regulacją zasysania – wspomaga drenaż limfatyczny, poprawia mikrokrążenie i ułatwia usuwanie toksyn
- Terapia ciepłem – trzy poziomy ogrzewania (38°C, 41°C, 44°C ±3°C) wspierają rozluźnienie mięśni i regenerację
- Terapia światłem czerwonym (podczerwień) – stymuluje komórki skóry, poprawia elastyczność i jędrność
- Magnetoterapia (8 punktów magnetycznych) – działa przeciwzapalnie, wspomaga krążenie i łagodzi napięcia
- Inteligentny wyświetlacz LED – umożliwia kontrolę poziomu zasysania, temperatury i funkcji
- Cicha praca (<65 dB) – komfortowe użytkowanie w każdej przestrzeni
- Ergonomiczna konstrukcja – lekka, poręczna i wygodna w użyciu

IV. Opis urządzenia i funkcje.



V. Zastosowanie.

- Masaż relaksacyjny i wspomagający regenerację
- Redukcja napięcia mięśniowego i uczucia zmęczenia
- Poprawa krążenia krwi i limfy
- Wspomaganie pielęgnacji antycellulitowej i modelowania sylwetki
- Uzupełnienie zabiegów kosmetycznych i fizjoterapeutycznych

VI. Warunki bezpiecznego użytkowania.








- Uszkodzony kabel lub wtyczkę zgłoś do serwisu — nie naprawiaj samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie polewaj urządzenia płynami — nie jest wodoodporny.
- Unikaj używania w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności (np. sauna, łazienka).
- Osoby z żylakami, hipoglikemią lub nadciśnieniem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosuj produktu w czasie menstruacji ani ciąży.
- Po posiłku odczekaj 30–45 minut.
- Po masażu odczekaj min. 3 godziny przed kąpielą.
- Nie używaj codziennie — zalecane są przerwy między zabiegami.
- Produkt nie jest lekiem ani wyrobem medycznym.

VII. Zalecenia przed masażem bańką elektryczną.

- W przypadku bólu, dyskomfortu lub podrażnień przerwij zabieg i skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie stosuj urządzenia na klatce piersiowej, twarzy ani szyi.

- Nie masuj wielokrotnie tego samego miejsca — może to powodować podrażnienia lub siniaki.
- Masaż wykonuj w jednym kierunku, zgodnym z przebiegiem mięśni lub układu limfatycznego.
- Przed zabiegiem zdejmij biżuterię i inne metalowe elementy.
- Przed użyciem nałoż odpowiedni olejek, który lekko nawilży skórę i zapewni poślizg podczas masażu. W przypadku skóry wrażliwej wykonaj wcześniej próbę uczuleniową, np. na nadgarstku.

VIII. Jak stosować bańkę elektryczną.

- **Włączanie urządzenia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż zaświecą się czerwone lampki — oznacza to gotowość do pracy.
- **Wyłączanie urządzenia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć produkt.
- **Regulacja poziomu ciśnienia:** Krótkie naciśnięcie przycisku  zmienia poziom ciśnienia (1, 2, 3, 4, 5, 0 — w kolejności). Ikona ciśnienia będzie migać, a zmiana zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym. Długie naciśnięcie przycisku  wyłącza funkcję.
- **Regulacja temperatury ogrzewania:** Krótkie naciśnięcie  zmienia poziom ogrzewania (1, 2, 3, 0 — w kolejności). Ikona ogrzewania miga, a zmiana zostaje potwierdzona dźwiękiem. Długie naciśnięcie  wyłącza funkcję ogrzewania.
- **Czerwone światło:** Krótkie naciśnięcie  włącza lub wyłącza czerwone światło.
- **Tryby pracy:**
 - Tryb domyślny: świecą się czerwone lampki.
 - Tryb ciśnieniowy: poziomy 1–5.
 - Tryb ogrzewania: poziomy 1–3.
- **Zakres temperatury ogrzewania:**
 - Niski: 38°C ±3°C
 - Średni: 41°C ±3°C
 - Wysoki: 44°C ±3°C

IX. Masaż bańką elektryczną – przygotowanie i techniki.

Przed masażem przygotuj skórę, by zapewnić komfort i skuteczność zabiegu. Na czystą, suchą skórę nałóż odpowiednią ilość olejku, który ułatwia przesuwanie bańki, chroni przed podrażnieniami i wspomaga działanie próżni. Masaż wykonuj zawsze w jednym kierunku — najlepiej z dołu do góry, zgodnie z przebiegiem mięśni lub układu limfatycznego. Zaczniń od najniższego poziomu ciśnienia, by stopniowo przyzwycząić skórę i ocenić jej reakcję.

Techniki masażu dla poszczególnych partii ciała:

- **Grzbiet:** od dołu ku górze, zgodnie z przebiegiem mięśni.
- **Podeszwa stopy:** od pięty do palców, płynnie i jednostajnie.
- **Brzuch:** ruchem okrężnym zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub od dołu ku górze.
- **Kończyny górne:** od dłoni do ramion.
- **Nogi, uda, pośladki:** od stóp lub łydek ku górze, przez uda do pośladków i bioder, zgodnie z przebiegiem mięśni i układu limfatycznego.

X. Zalecenia po masażu bańką elektryczną.

- Unikaj kąpeli, prysznic i sauny przez min. 3 godziny — skóra potrzebuje czasu na regenerację.
- Oczyszć skórę z olejku i pozostaw ją do swobodnego oddychania.
- Wypij szklankę wody, by wspomóc detoksykację i regenerację.
- Obserwuj skórę — przy nadmiernym zaczerwienieniu, obrzęku lub bólu przerwij zabiegi i skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie wykonuj masażu codziennie — zalecana częstotliwość to 3–4 razy w tygodniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, regularnie czyść filtr i nie używaj bańki podczas ładowania.

XI. Ładowanie urządzenia.

- Produkt jest wyposażony w baterię litową. Gdy wyświetlacz pokazuje niski poziom naładowania, należy podłączyć urządzenie do ładowania.
- Użyj zasilacza DC5V/1A (nie dołączony do zestawu) lub portu USB komputera.
- Podłącz kabel USB:
 - Końcówkę USB do adaptera lub komputera
 - Końcówkę USB-C do urządzenia
- Na wyświetlaczu LED pojawi się status ładowania.
- W czasie ładowania urządzenie nie może być używane.
- Po pełnym naładowaniu zielona dioda świeci się światłem ciągłym.

XII. Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że sprzęt jest wyłączony i odłączony od prądu.
- Do przetrwania obudowy użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Przy trudniejszych zabrudzeniach możesz sięgnąć po środek dezynfekujący (max. 75%).
- Unikaj kontaktu płynów z wnętrzem urządzenia — ich przedostanie się może spowodować zwarcie.
- Wkładkę filtracyjną należy dokładnie wypłukać lub wymienić na nową, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiana wkładki filtracyjnej:



1.



2.



3.



4.

1. Odkręć pokrywę filtra, aby uzyskać dostęp do komory.
2. Wyjmij zużytą wkładkę filtracyjną.
3. Umieść nową wkładkę filtracyjną w komorze filtra
4. Zamknij pokrywę i upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany.

XIII. Przechowywanie.

Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych i rozpryskiwania się wody. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie.

XIV. Rozwiązywanie problemów.

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Produkt nie włącza się.	Bateria jest rozładowana.	Naładuj produkt.
	Produkt jest ładowany.	Produkt należy stosować po pełnym naładowaniu.
Bateria nie ładuje się.	Wtyczka nie jest podłączona prawidłowo.	Ponownie podłączyć wtyczkę.

XV. Bateria — zasady użytkowania i utylizacji.

Bateria w urządzeniu jest dedykowanym akumulatorem i nie nadaje się do stosowania w innych produktach.

Zasady bezpieczeństwa:

- Trzymaj z dala od ognia i źródeł wysokiej temperatury (np. piec, kuchenka, bezpośrednie słońce).
- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj baterii.
- Unikaj kontaktu elektrod z metalowymi przedmiotami.
- Nie przechowuj urządzenia razem z biżuterią lub innymi przewodzącymi materiałami.
- Nie ładuj ani nie używaj baterii w warunkach przegrzania.

XVI. Utylizacja.

- Urządzenie oznaczone symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Należy je przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego zgodnie z przepisami o ochronie.

XVII. Informacje prawne.

- Zgodność z przepisami UE
- Urządzenie spełnia wymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
 - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
 - Dyrektywa EMC 2014/30/UE
 - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
- Produkt oznaczony jest znakiem CE.

XVIII. Warunki gwarancji:

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - a) „Producent” oznacza HABYS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000513317, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) „Nabywca” oznacza ostatecznego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta, w tym zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.
 - c) „Dystrybutor” oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Producentem dokonuje sprzedaży Sprzętu na oznaczonym terenie.
 - d) „Autoryzowany Serwis” oznacza wyłącznie serwis prowadzony przez Producenta lub wskazany przez Producenta serwis prowadzony przez jego Dystrybutora,
 - e) „Sprzęt” oznacza rzecz ruchomą, wytworzoną przez Producenta, będącą przedmiotem umowy sprzedaży, a której dotyczy przedmiotowa gwarancja.
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została przedmiotowa karta gwarancyjna, w okresie: 2 lata.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie (montaż Sprzętu, konserwacja Sprzętu, itp.).
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu Sprzętu, a także różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego, wpływu środków chemicznych lub


ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekłuć i przetrąć, obecności plam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach, balsamach lub olejach), trwałego zabarwienia środkami barwiącymi takimi jak tusze, permanentne markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. barwników używanych do wytworzenia odzieży typu niebieski jeans).

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Sprzętu.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 - a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancyjnym Sprzęt był naprawiany poza Autoryzowanym Serwisem,
 - b) dokonania w Sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Producenta,
 - c) używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - d) używania Sprzętu po ujawnieniu się w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, opisanych powyżej, w punkcie 6, Producent nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody w mieniu lub wyrządzone osobom trzecim, jakie może spowodować używanie Sprzętu objętego gwarancją.
8. Gwarancja nie wyłącza, ani też nie ogranicza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Producenta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Sprzętu.
10. Producent wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji (usunięcia wad lub uszkodzeń konstrukcji Sprzętu powstałych z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, a ujawnionych w okresie gwarancji) bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu.

Jeżeli naprawa Sprzętu nie może być wykonana we wskazanym powyżej terminie, Producent poinformuje Nabywcę o powyższym, a także wskaże przyczyny opóźnienia i przewidywany termin realizacji uznanego żądania gwarancyjnego.

11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego (kumulatywnego) spełnienia czterech warunków:
 - a) przedstawienia faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę, a nadto dokumentacji fotograficznej wadliwego Sprzętu wraz z krótkim opisem powodów zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego,
 - b) zgłoszenia wady w terminie 14 (czternastu) dni od jej wykrycia,
 - c) dostarczenia sprzętu w oryginalnym opakowaniu na koszt Producenta, na jego adres wskazany powyżej w karcie gwarancyjnej lub na adres Autoryzowanego Serwisu,
 - d) oznaczenia miejsca dostarczenia przez Producenta sprzętu po dokonaniu jego naprawy (z ograniczeniem do państwa, w którym dokonany był zakup Sprzętu).
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu, do dnia w którym Sprzęt został zwrócony Nabywcy.
13. Do obowiązków Producenta lub Autoryzowanego Serwisu należy określenie zakresu i sposobu naprawy Sprzętu.
14. Gwarancja ograniczona jest do naprawy Sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo wymiany Sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdyby naprawa przekraczała cenę Sprzętu wskazaną w dowodzie jego zakupu. Nabywcy, w ramach gwarancji, nie przysługuje żądanie wymianu Sprzętu na nowy. Gwarancja w szczególności nie obejmuje odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe u Nabywcy w związku z pozbawieniem go możliwości korzystania ze Sprzętu.
15. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez przedsiębiorcę przewozowego do chwili jego odbioru przez Producenta od przedsiębiorcy przewozowego.

16. Jeżeli przesyłka Sprzętu była zlecana przez Producenta, obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu przy jego odbiorze. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że przesyłka lub znajdujący się w niej Sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
- niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki, zawiadomić Producenta o wszelkich uszkodzeniach Sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia Producentowi zgłoszenia reklamacji przedsiębiorcy transportowemu i dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 - dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i przedsiębiorcą transportowym.
17. Regulacje dotyczące gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi zasadami gwarancji na produkty HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.





HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL

www.habys.com